



INNOVATIVE DESIGNS  
for independent living™



## Assembly Instructions

**Specifications:** Mounts on tub walls from 3 3/4" - 5 3/4" wide

## Instrucciones para el ensamblado

**Especificaciones:** Se monta sobre las paredes de la bañera de un ancho de 3 3/4" hasta 5 3/4"

## Directives d'assemblage


**Caractéristiques techniques:** Barre convenant aux baignoires dont les parois sont d'une largeur de 3po 3/4 (95mm) à 5po 3/4 (145mm).

**DN7010**

### Low Grip Tub & Shower Bar

### Barra de seguridad con mango bajo para la bañera

### Barre de sécurité à prise pour la baignoire



**Dimensions:** 7" high grip  
16 1/4" x 7" high, installed

**Dimensiones:** Mango de 7"  
(178mm) de altura

16 1/4" (405mm) de largo 7" (178mm)  
de alto cuando está instalado

**Dimensions:** Prise de 7 po (178mm)  
de haute

16po 1/4" (405mm) de long par 7po  
(178mm) de haut, après l'indsallation

#### WARNING

This product has a maximum user weight of 250lbs. Do not jump or stand on this seat. Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are damaged or missing. Making substitutions or modifying this product in any way will void your warranty. CSI assumes no liability for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.

#### ADVERTENCIA

Este producto soporta un peso máximo de 250 libra (113 kg). No salte o se pare sobre el asiento. Llame al servicio de atención al cliente de CSI al 1-800-882-0116 inmediatamente si cualquiera de los componentes está dañado o falta. El hacer sustituciones o modificar este producto en cualquier forma anulará su garantía. CSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por ensamblado, instalación o uso inadecuados de este producto.

#### AVERTISSEMENT

Ce produit convient aux personnes d'un poids maximal de 250lb (113kg). Ne sautez pas et ne vous tenez pas debout sur le siège. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle CSI au 1-800-882-0116 si l'une ou l'autre des parties de ce siège est manquante ou défectueuse. Tout remplacement et toute modification d'une partie de ce siège et ce, de quelque façon que ce soit, entraîne l'annulation de la garantie. CSI n'assume aucune responsabilité à l'égard des dommages ou des blessures découlant de l'assemblage inadéquat ou encore, de l'installation ou de l'utilisation non appropriées de ce produit.

**Tools Required:**


- Tightening Wrench (included Inside)
- Slotted Screwdriver

**Herramientas Necesarias:**


- Una llave de ajuste (incluida en el interior)
- Un destornillador común

**Outils Nécessaires:**


- Clé de serrage (comprise à l'intérieur)
- Tournevis pour écrous à fente

**Step 1:  
Loosen Clamps**


Loosen A and B bolts to allow bar and clamps to be adjusted to your tub.

**Step 2:  
Adjust Clamp Width**

Position the clamps to fit snugly against the sides and top rim of the tub and then adjust B bolt. Do not tighten yet.

**Step 3:  
Adjust Clamp Angle**

Use the wrench provided to tighten A bolts so that the clamps are angled correctly for your tub.

**Step 4:  
Tighten Clamp to Tub**

Tighten B bolts firmly so that the clamp pads make secure, continuous contact with both sides of the tub wall. Retighten A and B bolts as necessary.

**DO NOT OVER-TIGHTEN!**

**1er paso:****Altoje las agarraderas**

Afoje los tornillos A y B para permitir que la barra y las agarraderas se ajusten a su bañera.

**2do paso:****Ajuste el ancho de la agarradera**

Coloque las agarraderas para que se ajusten cómodamente en el lados y la parte superior de la bañera y luego ajuste los tornillo B. No los apriete aun.

**3er paso:****Ajuste el ángulo de la agarradera**

Utilice la llave de ajuste que se le provee para ajustar el tornillo. A para que las agarraderas estén en el mismo ángulo que su bañera

**4to paso:****Aprite las agarraderas a la bañera**

Aprite firmemente el tornillo B de manera que las almohadillas de las agarraderas hagan un contacto fuerte y continuo con ambos lados de las paredes de la bañera. Reajuste los tornillos A y B si fuera necesario.

**¡NO APRIETE DEMASIADO!**

**Étape 1:****desserrez les pinces**

Dévissez les boulons A et B pour permettre l'ajustment de la barre et des pinces à votre baignoire.

**Étape 2:****réglez la largeur des pinces**

Placez les pinces de façon à ce qu'elles s'ajustent parfaitement aux côtés et aux rebords de la baignoire. Ajustez ensuite le bouton B. Ne les serrez pas immédiatement.

**Étape 3:****réglez l'angle des pinces**

Utilisez la clé de serrage fournie pour serrer le boulon A, de façon à ajuster l'angle des pinces en fonction de votre baignoire.

**Étape 4:****fixez les pinces à la baignoire**

Serrez fermement le boulon B de façon à ce que les pinces soient bloquées et parfaitement alignées contre les parois de la baignoire. Resserrez les boulons A et B au besoin.

**NE SERREZ PAS TROP!**

**Cleaning instructions:**

Wipe clean with a soft, damp cloth. Detergents and cleansers may harm the finish of this product.

**Instrucciones para la limpieza:**

Límpielo con un paño suave y húmedo. Los detergentes y productos limpiadores pueden afectar el acabado de este producto.

**Directives d'entretien:**

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humide. Les détergents et les nettoyants peuvent endommager le fini de ce produit.

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION, CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.

SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA INSTALACION, CONTACTESE CON CSI, AL 1-800-882-0116.

POUR TOUTE QUESTION OU DE L'AIDE AVEC L'INSTALLATION, CONTACTEZ CSI AU 1-800-882-0116.

Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. / Home Care es una marca registrada de Home Care Tim-BR-MART, cuyo uso fue autorizado a Moen Incorporated. / Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-Mart et Moen incorporée en est un utilisateur autorisé.

[www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com)